

Egyszerhasználatos latex vizsgálókesztyűk tájékoztatója

Típusok:

5806B S, 5808B M, 5810B L, 5812B XL - Egyszer használatos latex vizsgálókesztyű – púderezett
Teljesen sima felületű, nem steril, mindkét kézen hordható

5816B S, 5818B M, 5820B L, 5822B XL - Egyszer használatos latex vizsgálókesztyű – púdermentes
Csúszás ellen érdesített felületű, nem steril, mindkét kézen hordható

Rugalmas, kiválóan kézre illeszkedő, bőrbarát higiéniai kesztyű

Megfelel az élelmiszerkezeléssel kapcsolatos európai irányelveknek

AQL 1,5: szabvány szerinti mintavételes ellenőrzéssel (100 próba) végzett minőségszint mérés (hiba < 1,5) alapján magas minőségű, lyukaktól mentes a termék

Felhasználási területek:

élelmiszeripari, humán- és állategészségügyi, vendéglátóipari, laboratóriumi, kozmetikai, mikroelektronikai, minőség-ellenőrzési, háztartási munkák

Használati, tárolási utasítás:

Minden felvétel előtt vizsgálja meg a kesztyűt, a sérült, deformálódott eszközt azonnal cserélje le!

Kerülje a karcoló, dörzsölő éles tárgyak hatását.

A természetes latex az arra érzékeny személyeknél allergiát okozhat

A göngyölt szélű mandzsetta segíti a le- és felvételt, az illeszkedést.

Tárolás száraz, szellős helyen, szobahőmérsékleten (10°C -30°C), hőforrástól, sugárzó napfénytől és UV fénytől távol. Tárolási idő 5 év.

Egyszerhasználatos nitril vizsgálókesztyűk tájékoztatója

Típusok:

5906B S, 5908B M, 5910B L, 5912B XL - Egyszer használatos nitril vizsgálókesztyű – púderezett
Csúszás ellen érdesített felületű, nem steril, mindkét kézen hordható

5916B S, 5918B M, 5920B L, 5922B XL - Egyszer használatos nitril vizsgálókesztyű – púdermentes
Csúszás ellen érdesített felületű, nem steril, mindkét kézen hordható

Rugalmas, kiválóan kézre illeszkedő, bőrbarát higiéniai kesztyű

Megfelel az élelmiszerkezeléssel kapcsolatos európai irányelveknek

Ftalát- és lágyítószer mentes, nem tartalmaz allergiát okozó latexet

AQL 1,5: szabvány szerinti mintavételes ellenőrzéssel (100 próba) végzett minőségszint mérés (hiba < 1,5) alapján magas minőségű, lyukaktól mentes a termék

Felhasználási területek:

élelmiszeripari, humán- és állategészségügyi, vendéglátóipari, laboratóriumi, kozmetikai, mikroelektronikai, minőség-ellenőrzési, háztartási munkák

Használati, tárolási utasítás:

Minden felvétel előtt vizsgálja meg a kesztyűt, a sérült, deformálódott eszközt azonnal cserélje le!

Kerülje a karcoló, dörzsölő éles tárgyak hatását.

A természetes latex az arra érzékeny személyeknél allergiát okozhat

A göngyölt szélű mandzsetta segíti a le- és felvételt, az illeszkedést.

Tárolás száraz, szellős helyen, szobahőmérsékleten (10°C -30°C), hőforrástól, sugárzó napfénytől és UV fénytől távol. Tárolási idő 5 év.